

DB riediaci roztok primárnej protilátky – pripravené na použitie

Určené iba pre in vitro diagnostiku (IVD)

Kat. číslo: DB D-125 (125 ml)
DB D-250 (250 ml)

Informácie o produkte:

Skladovanie: 4-8 °C
Expirácia: vid' etiketa
Konzervačná látka: 0,05% NaN₃
Pufor: 20 mM Tris-HCl, pH 8,0
Stabilizér: 10 mg/ml BSA

DB riediaci roztok primárnej protilátky je dizajnovaný pre aplikácie v imunohistochémii. Reagencia je priamo pripravená na riedenie koncentrovaných primárnych protilátok a je navrhnutá pre optimalizáciu účinnosti protilátky a zníženia možného nešpecifického zafarbenia pozadia.

Postup:

Podľa doporučeného pomeru riedenia pridáme koncentrovanú protilátku priamo do riediaceho roztoku a spolu dobre premiešame.